




INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL


PISTOLET DO MASAŻU
BODYBEAT PRIME

Przed użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją! Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem!


Prosimy zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.



**1 - głowica okrągła | 2 - głowica pneumatyczna | 3 - głowica kręgosłup
| 4 - głowica pocisk | 5 - głowica płaska | 6 - głowica dłoń | 7 - głowica
w kształcie wachlarza | 8 - głowica łopatkowa | 9 - głowica widłowa |
10 - głowica chłodząca**




1. Silnik bezszczotkowy
2. Akumulator
3. Sześć głowic masujących
4. Dioda LED ładowania
5. Gniazdo ładowania typu C
6. Włłącznik/wyłącznik zasilania
7. Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii




8. Wyświetlacz LED biegów (wersja 20-biegowa)
9. Dotknij przycisku, aby zwiększyć/zmniejszyć prędkość (wersja 20-biegowa)
10. Dotknij przycisku, aby zatrzymać (wersja 20-biegowa)

JAK ICH UŻYWAĆ




KROK 1

Wybierz odpowiednią głowicę masującą i zamontuj ją



KROK 2

Włącz urządzenie



KROK 3

(wersja 20-biegowa):

W górę/w dół: Jedno dotknięcie powoduje zmianę tylko jednego biegu. Ciągłe dotknięcie szybko zmienia bieg na niższy lub wyższy.

Zatrzymanie: Silnik zmniejsza prędkość do 0 i przechodzi w stan czuwania.

UWAGA!

Jeżeli nie używasz urządzenia przez 2 minuty i nie wyłączysz go, wyświetlacz LED wyłączy się w celu oszczędzania energii.

Przyjazna dla użytkownika definicja w oprogramowaniu:

1. W wersji dotykowej możesz szybko zmienić prędkość na maksymalną lub minimalną, naciskając i przytrzymując przycisk dotykowy.
2. W wersji dotykowej, naciskając przycisk można uzyskać dowolną prędkość, a prędkość jest wyprowadzana w pętli.

3. W trybie gotowości naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć pierwszy bieg.
4. W przypadku wersji z przyciskiem, możesz przełączyć na bieg 0, naciskając i przytrzymując przycisk.
Jeśli naładujesz urządzenie i poziom naładowania baterii będzie niższy niż 10%, nie będziesz mógł z niego korzystać.
Gdy poziom naładowania baterii spadnie zaledwie do 5%, urządzenie automatycznie zatrzyma się, aby chronić baterię.
Podczas ładowania akumulatora dioda LED miga. Po naładowaniu akumulatora dioda LED przestaje migać.
A gdy ładujesz akumulator, dioda LED zapala się i pokazuje jego pojemność.
Jeżeli ustawisz żądaną prędkość, pozostanie ona taka sama przy następnym użyciu.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BATERII

Rozładowany akumulator należy ładować przez 2,5–3 godziny. Czas pracy akumulatora zależy od ustawienia biegu. Podczas ładowania świeci się wskaźnik pracy akumulatora (5), wskazujący na prawidłowe ładowanie. Ze względów bezpieczeństwa nie należy naciskać przycisku silnika podczas ładowania. Uruchamianie silnika podczas ładowania jest zabronione.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, pożaru i obrażeń, produkt należy używać zgodnie z następującymi instrukcjami:

5. Tylko dla osób dorosłych.
6. Aby uniknąć uszkodzenia skóry, urządzenie nie powinno masować jej bezpośrednio. Obszar masażu powinien być przykryty czystą, suchą odzieżą lub czystym, suchym ręcznikiem. Delikatnie ugniataj i przesuwaj obszar. Czas trwania masażu nie powinien przekraczać 60 sekund.
7. Dużą prędkość i wysokie ciśnienie należy stosować na tkanki miękkie ciała tylko wtedy, gdy nie występuje ból ani dyskomfort. Nie należy stosować dużej prędkości i wysokiego ciśnienia na głowę ani kości ciała.
8. Wybierz odpowiednią głowicę masującą, biorąc pod uwagę potrzeby masażu różnych części ciała.
9. Częste używanie z dużą prędkością i wysokim ciśnieniem będzie wywierać nacisk na tę samą część ciała. W przypadku wystąpie-

nia otarć, bólu lub ograniczeń funkcjonalnych należy natychmiast przerwać stosowanie.

10. Trzymaj palce, włosy i inne części ciała z dala od teleskopowego drążka urządzenia i tylnych otworów wentylacyjnych chłodzących silnik, aby uniknąć zaplątania.
11. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów chłodzących silnika.
12. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Upewnij się, że woda nie dostanie się do urządzenia ani otworów chłodzących silnik.
13. Nie używaj urządzenia niewłaściwie. Po zakończeniu okresu użytkowania zutylizuj urządzenie w odpowiedni sposób.
14. Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej przez oryginalnego producenta.
15. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić urządzenie i baterię.
16. Nie dokonuj żadnych modyfikacji urządzenia.
17. Nie pozostawiaj włączonego lub ładującego się urządzenia bez nadzoru.
18. Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać go razem z normalnymi odpadami domowymi. Należy je przekazać do specjalnego punktu zbiórki, zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Materiały użyte w tym urządzeniu nadają się do recyklingu. Recyklingując zużyty sprzęt AGD, wnosisz istotny wkład w ochronę środowiska. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki, skontaktuj się z lokalnym urzędem.
19. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do masażu ciała. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłową obsługą lub nieprofesjonalną naprawą.

KONSERWACJA

20. Przetrzyj powierzchnię urządzenia lekko wilgotną ściereczką i osusz miękką ściereczką.
21. Jeśli przechowujesz urządzenie przez dłuższy czas lub podróżujesz, odłącz baterię i umieść ją w oryginalnej obudowie urządzenia.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

22. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, trzymaj maszynę z dala od płynów i źródeł ciepła oraz upewnij się, że otwory chłodzące silnika są wolne od kurzu i brudu.

23. Nie wykręcaj śrub samodzielnie.
24. Wyłącz urządzenie po godzinie pracy i kontynuuj jego używanie po 30 minutach przerwy.
25. Po naładowaniu należy odłączyć ładowarkę od akumulatora i nie używać urządzenia podczas ładowania.
26. Stosowanie tego urządzenia na uszkodzoną część ciała bez konsultacji z lekarzem jest zabronione.

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Należy używać urządzenia prawidłowo, zgodnie z instrukcją. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty poniesione przez klienta w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia zgodnie z opisem.

NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA BEZ ZGODY LEKARZA, JEŚLI:

- ciąża
- Cukrzyca
- Neuropatia lub uszkodzenie siatkówki
- Noś rozrusznik serca
- niedawno przeszedł operację
- Migrena
- Zapalenie kręgosłupa
- Spirala
- miał/ma problemy zdrowotne

Należy skonsultować się z lekarzem i stosować go za jego zgodą. Badamy wpływ urządzenia na niektóre schorzenia. Może to spowodować, że wymienione powyżej objawy tabu nie zostaną opisane wystarczająco szczegółowo. W przypadku złego samopoczucia należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

DANE TECHNICZNE

SYMBOL	113858
WEJŚCIE	5V / 2A
WYJŚCIE	11,1 V
POZIOMY PRĘDKOŚCI	20
BATERIA	Litowo-jonowy 3000 mAh
CZAS ŁADOWANIA	3 godziny
CZAS UŻYCIA	4 godziny
AMPLITUDA	14 mm

GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada za wady towaru przez okres 2 lat od daty wydania towaru.

Wszystkie obrazy i rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy.

Utylizacja sprzętu elektrycznego



Symbol przekreślonego kontenera na odpady na kółkach umieszczony na produktach informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dalej również „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do pojemnika stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon) niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Sortując i przekazując zużyty sprzęt do przetworzenia, odzysku, recyklingu i utylizacji, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Malis B. Machoński Sp. K. oświadcza, że opisane w niniejszej instrukcji Urządzenie Maltec MESSAGE GUN BODY BEAT PRIME spełnia wszystkie wymagania:

(EMC) Directive 2014/30/EU

(LVD) Directive 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Spełnia następujące standardy:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN

60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:201+A2:2019+A15:2021+A16:2023

IEC 62321-4:2013+AMD11:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Producent:


Malis B. Machoński Sp. K.

Zbożowa 2E, Wysogotowo

62-081, Przeźmierowo, Polska

www.malis.pl

Bartosz Machoński



INSTRUCTION MANUAL


EN

MASSAGE GUN
BODYBEAT PRIME

**Before using this device, please read this user manual! Follow all safety instructions to avoid damage caused by improper use!
Keep this user manual for future reference.**




**1 - round head | 2 - Air cushion head | 3 - spine head | 4 - bullet head
| 5 - flat head | 6 - hand head | 7 - Fan-shape head | 8 -Shovel head |
9 - fork head | 10 - cooling head**



1. Brushless motor
2. Rechargeable battery
3. Six massage heads
4. Charging LED
5. Type-C charging jack
6. Power switch on/off
7. LED display for battery left


8. LED display for gears (20 Speed Version)
9. Touch button for speed up/down (20 Speed Version)
10. Touch button for stop (20 Speed Version)

HOW TO USE




STEP 1

Select a suitable massage head and install



STEP 2

Switch on



STEP 3

(20 Gear Version):

Up/Down: one time touch only changes one gear. Continuous touch to reach lower or higher gears quickly.
Stop: Motor reduces to 0 speed and enters standby status.

NOTES

When you don't use the device and not switch off, 2 minutes, LED display will switch off to save power.

Friendly definition in software:

a. For touch version, press and hold the touch button, can fast change speed to maximum or minimum.

b. For touch version, one button operate can reach any speed, the speed is loop out.

c. In standby status, touch any button reach gear 1.

d. For button version, press and hold the button, can switch to 0 gear.

When you charge the device, when the battery less than 10%, you can not use it

When the battery left only 5%, the device will auto stop to work to protect the battery.

When you charge the battery, the charge LED will flash, when it is full, LED will stop flashing.

And when you charge the battery, battery LED will be on, show the capacity of battery.

When you use the speed you like, next time when you use it will stay in the same speed.

BATTERY INSTRUCTIONS

When the battery is empty it needs to be charged for 2.5–3 hours to be fully charged. The battery life is determined by the gear adjustment. When the battery is charging, the battery power-on indicator light (5) will light up, indicating normal charging. For your safety, the motor button cannot be activated when the battery is charging. Starting the motor during charging is prohibited.

SAFETY INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, fire and personal injury, this product must be used in accordance with the following instructions:

1. Only to be used by adults.
2. This equipment should not directly massage the skin surface to avoid damage to the skin. The massage part should be covered by clean, dry clothes or a clean, dry towel. It should be gently pressed and moved. Massage time on the same part should not exceed 60 seconds.
3. High speed and pressure should only be used on soft tissue parts

of the body, if there is no pain or discomfort. High speed and high pressure must not be used on the head or any bones of the body.

4. Please choose the appropriate massage head, according to the massage needs of the different parts.
5. Frequent high-speed high-pressure use exerts pressure on the same body part. If abrasions, painfulness or incapacity occur, please stop using immediately.
6. Fingers, hair or any part of the body should be kept away from the telescopic rod of the device and the cooling vents of the back motor to prevent entanglement.
7. Do not put any objects into the cooling vents of the motor.
8. Do not immerse the device in water. Do not allow water to enter the device or the motor cooling vents.
9. Do not misuse the device. Dispose of the device correctly after the end of its useful life.
10. Only use the charger provided by the original manufacturer to charge.
11. Please check the equipment and battery carefully before each use.
12. Do not make any modifications to the equipment.
13. Do not run or charge the device unattended.
14. This device may not be disposed of with the normal household waste at the end of its life, but must be taken to a special collection point for the reuse of electrical and electronic devices. The materials used in the device can be recycled. By recycling used household appliances you make an important contribution to the protection of our environment. Ask your local government for the collection points.
15. The device is only intended for massaging the human body. For damage caused by the use of the device for other purposes, incorrect operation or repairs carried out by an amateur, no liability will be accepted.

MAINTENANCE

1. Wipe the surface of the device with a slightly wet towel and dry it with a soft piece of cloth.
2. When storing or traveling for a long time, separate the device from the battery and place it in the device's original case.

WARNING AND CAUTIONS

1. Do not put the device inside water, keep the machine away from

liquids and heat sources, ensure the motor cooling holes are free from dust and debris.

2. Do not remove the screws by yourself.
3. Turn off the device after one hour of operation and continue using it after resting it for 30 minutes.
4. Remove the charger from the battery after charging, and do not use the device during charging.
5. The use of this device for the injured part of the body is prohibited without consulting the doctor.

Please read the instruction manual carefully before using this equipment, use this equipment correctly in accordance with the instructions, our company will not be liable for any damage or loss to the customer caused by the incorrect use of this equipment as explained.

DO NOT USE THIS DEVICE WITHOUT THE APPROVAL OF YOUR DOCTOR IF:

- pregnancy
- diabetes
- neuropathy or retinal damage
- pacemaker wear
- had surgery recently
- migraines
- spinal inflammation
- IUD's
- have had/have health problems

You must consult your doctor first and use it with your doctor's permission.

We are studying the effects of the device on specific medical conditions, this may cause the above taboo symptoms to be not detailed enough, if you are unwell please stop using, follow the advice of a physician or physiotherapist.

We provide warranty for battery, motor, controller of one year, other wearing parts warranty of three months.

EXCEPT WHEN:

1. Damage to this equipment caused by man-made incorrect operation or transport.

2. Unauthorized removal and repair of this equipment.
3. The instruction manual isn't being respected.
4. Overloaded use of this product design parameter.
5. Damage due to the customer's unusually poor storage or maintenance environment.
6. Failure to provide proof of purchase date.

TECHNICAL DATA

SYMBOL	113858
INPUT	5V / 2A
OUTPUT	11.1V
SPEEDS LEVELS	20
BATTERY	Li-Ion 3000mAh
CHARGING TIME	3h
USAGE TIME	4h
AMPLITUDE	14 mm

WARRANTY

The seller is liable for defective goods for 2 years from the date of delivery.

All pictures and drawings are for reference only.

Disposal of electrical equipment



The symbol of the crossed-out wheeled waste container placed on the products informs that used electrical and electronic equipment (hereinafter also "waste equipment" or "electro-waste") may not be disposed of with municipal waste. By throwing e-waste into the container, you pose a threat to the environment. Used equipment may contain substances (e.g. lead, cadmium, chromium, bromine, mercury, freon) that are dangerous to human health and life and to the environment. By sorting and handing over used equipment for processing, recovery, recycling and disposal, you protect the environment against pollution and contamination, you contribute to reducing the use of natural resources and lowering the production costs of new equipment.



DECLARATION OF CONFORMITY

Malis B. Machoński Sp. K. declares that described in this manual Maltec MESSAGE GUN BODY BEAT PRIME meets all the requirements of the:

(EMC) Directive 2014/30/EU

(LVD) Directive 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Meets the following standards:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN

60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:201+A2:

2019+A15:2021+A16:2023

IEC 62321-4:2013+AMD11:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Producent:


Malis B. Machoński Sp. K.

Zbożowa 2E, Wysogotowo

62-081, Przeźmierowo, Polska

www.malis.pl

Bartosz Machoński



BEDIENUNGS- ANLEITUNG


DE

MASSAGEWAFEL
BODYBEAT PRIME


Lesen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Gerätes bitte diese Bedienungsanleitung! Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden! Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschla-



1 – Rundkopf | 2 – Luftpolsterkopf | 3 – Rückenkopf | 4 – Kugelkopf | 5 – Flachkopf | 6 – Handkopf | 7 – Fächerförmiger Kopf | 8 – Schaufelkopf | 9 – Gabelkopf | 10 – Kühlkopf




1. Bürstenloser Motor
2. Wiederaufladbarer Akku
3. Sechs Massageköpfe




4. Lade-LED
5. Typ-C-Ladebuchse
6. Netzschalter Ein/Aus
7. LED-Anzeige für Akkustand
8. LED-Anzeige für die Gänge (20-Gang-Version)
9. Touch-Taste zum Erhöhen/Verringern der Geschwindigkeit (Version mit 20 Geschwindigkeiten)
10. Touch-Taste zum Stoppen (20-Gang-Version)

WIE MAN SIE BENUTZT




SCHRITT 1

Wählen Sie einen geeigneten Massagekopf aus und installieren Sie



SCHRITT 2

Einschalten



SCHRITT 3

(20-Gang-Version):

Hoch/Runter: Einmaliges Berühren schaltet nur einen Gang. Durch kontinuierliches Berühren gelangen Sie schnell in niedrigere oder höhere Gänge.

Stopp: Der Motor reduziert die Drehzahl auf 0 und wechselt in den Standby-Status.

ANMERKUNGEN

Wenn Sie das Gerät 2 Minuten lang nicht verwenden und nicht ausschalten, schaltet sich die LED-Anzeige aus, um Strom zu sparen.

Benutzerfreundliche Definition in der Software:

a. Bei der Touch-Version können Sie die Geschwindigkeit durch Drücken und Halten der Touch-Taste schnell auf Maximum oder Minimum ändern.

b. Bei der Touch-Version kann durch Betätigen einer Taste jede Geschwindigkeit erreicht werden, die Geschwindigkeit wird durch Schleifen ausgegeben.

c. Berühren Sie im Standby-Modus eine beliebige Taste, um den ersten Gang einzulegen.

d. Bei der Tastenversion können Sie durch Drücken und Halten der Taste in den 0. Gang schalten.

Wenn Sie das Gerät aufladen und der Akkustand weniger als 10 % beträgt, können Sie es nicht verwenden

Wenn der Akku nur noch 5 % hat, stoppt das Gerät automatisch den Betrieb, um den Akku zu schützen.

Wenn Sie den Akku aufladen, blinkt die Lade-LED. Wenn der Akku voll ist, hört die LED auf zu blinken.

Und wenn Sie den Akku laden, leuchtet die Akku-LED und zeigt die Kapazität des Akkus an.

Wenn Sie die gewünschte Geschwindigkeit verwenden, bleibt sie bei der nächsten Verwendung unverändert.

BATTERIEANLEITUNG

Wenn der Akku leer ist, muss er 2,5–3 Stunden lang vollständig geladen werden. Die Akkulaufzeit wird durch die Getriebeeinstellung bestimmt. Während des Ladevorgangs leuchtet die Akku-Betriebsanzeige (5) und signalisiert so einen normalen Ladevorgang. Zu Ihrer Sicherheit kann die Motortaste während des Ladevorgangs nicht betätigt werden. Das Starten des Motors während des Ladevorgangs ist verboten.

SICHERHEITSHINWEISE

Um das Risiko eines Stromschlags, Brandes und von Verletzungen zu verringern, muss dieses Produkt gemäß den folgenden Anweisungen verwendet werden:

1. Nur für Erwachsene.
2. Um Hautschäden zu vermeiden, sollte das Gerät die Hautoberfläche nicht direkt massieren. Der Massagebereich sollte mit sauberer, trockener Kleidung oder einem sauberen, trockenen Handtuch bedeckt sein. Drücken und bewegen Sie den Bereich sanft. Die Massagedauer sollte 60 Sekunden nicht überschreiten.
3. Hohe Geschwindigkeit und hoher Druck sollten nur auf Weichteilen des Körpers angewendet werden, wenn keine Schmerzen oder Beschwerden vorliegen. Hohe Geschwindigkeit und hoher Druck dürfen nicht am Kopf oder an den Knochen des Körpers angewendet werden.
4. Bitte wählen Sie den passenden Massagekopf entsprechend den

Massagebedürfnissen der verschiedenen Körperteile.

5. Durch häufige Anwendung mit hoher Geschwindigkeit und hohem Druck wird Druck auf denselben Körperteil ausgeübt. Sollten Abschürfungen, Schmerzen oder Funktionseinschränkungen auftreten, beenden Sie die Anwendung bitte sofort.
6. Finger, Haare oder andere Körperteile sollten von der Teleskopstange des Geräts und den Kühlöffnungen des hinteren Motors ferngehalten werden, um ein Verfangen zu vermeiden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Kühlöffnungen des Motors.
8. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät oder die Kühlöffnungen des Motors eindringt.
9. Missbrauchen Sie das Gerät nicht. Entsorgen Sie das Gerät nach Ablauf seiner Lebensdauer ordnungsgemäß.
10. Verwenden Sie zum Laden ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät des Originalherstellers.
11. Bitte überprüfen Sie das Gerät und den Akku vor jedem Gebrauch sorgfältig.
12. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.
13. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen und laden Sie es nicht auf.
14. Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer speziellen Sammelstelle für die Wiederverwendung von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Die im Gerät verwendeten Materialien sind recycelbar. Mit der Wiederverwertung gebrauchter Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach den Sammelstellen.
15. Das Gerät ist ausschließlich zur Massage des menschlichen Körpers bestimmt. Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung, Fehlbedienung oder nicht fachgerechte Reparatur entstehen, wird keine Haftung übernommen.

WARTUNG

16. Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem leicht feuchten Handtuch ab und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.
17. Trennen Sie das Gerät bei längerer Lagerung oder auf Reisen vom Akku und legen Sie es in die Originalhülle des Geräts.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

18. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser, halten Sie die Maschine von Flüssigkeiten und Wärmequellen fern und stellen Sie sicher, dass die Kühlöffnungen des Motors frei von Staub und Schmutz sind.
19. Entfernen Sie die Schrauben nicht selbst.
20. Schalten Sie das Gerät nach einer Betriebsstunde aus und verwenden Sie es nach einer Ruhezeit von 30 Minuten weiter.
21. Entfernen Sie nach dem Laden das Ladegerät vom Akku und verwenden Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht.
22. Die Anwendung dieses Gerätes an der verletzten Körperstelle ist ohne Rücksprache mit dem Arzt untersagt.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Geräts sorgfältig durch. Verwenden Sie dieses Gerät ordnungsgemäß gemäß den Anweisungen. Unser Unternehmen haftet nicht für Schäden oder Verluste des Kunden, die durch die unsachgemäße Verwendung dieses Geräts wie erläutert entstehen.

VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT OHNE DIE ZUSTIMMUNG IHRES ARZTES, WENN:

- Schwangerschaft
- Diabetes
- Neuropathie oder Netzhautschäden
- Herzschrittmacher tragen
- wurde vor kurzem operiert
- Migräne
- Wirbelsäulenentzündung
- Spiralen
- gesundheitliche Probleme hatten/haben

Sie müssen zuerst Ihren Arzt konsultieren und es mit der Erlaubnis Ihres Arztes verwenden.

Wir untersuchen die Auswirkungen des Geräts auf bestimmte Erkrankungen. Dies kann dazu führen, dass die oben aufgeführten Taubsymptome nicht detailliert genug beschrieben werden. Wenn Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie bitte die Anwendung und befolgen Sie den Rat eines Arztes oder Physiotherapeuten.

Auf Akku, Motor und Regler gewähren wir ein Jahr Garantie, auf sonstige Verschleißteile drei Monate.

AUSSER WENN:

1. Schäden an diesem Gerät, die durch vom Menschen verursachte Fehlbedienung oder Transport verursacht wurden.
2. Unbefugte Entfernung und Reparatur dieses Geräts.
3. Die Bedienungsanleitung wird nicht beachtet.
4. Überladene Verwendung dieses Produktdesignparameters.
5. Schäden, die auf eine ungewöhnlich schlechte Lager- oder Wartungsumgebung des Kunden zurückzuführen sind.
6. Fehlender Nachweis des Kaufdatums.

TECHNISCHE DATEN

SYMBOL	113858
EINGANG	5 V / 2 A
AUSGABE	11,1 V
GESCHWINDIGKEITSSTUFEN	20
BATTERIE	Li-Ionen 3000 mAh
LADEZEIT	3 Stunden
NUTZUNGSZEIT	4 Stunden
AMPLITUDE	14 mm

GARANTIE

Der Verkäufer haftet für Mängel der Ware 2 Jahre ab Ablieferung.

Alle Bilder und Zeichnungen dienen nur als Referenz.

Entsorgung von Elektrogeräten



Das Symbol des durchgestrichenen Abfallbehälters auf den Produkten weist darauf hin, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (im Folgenden auch „Altgeräte“ oder „Elektroschrott“) nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Sie Elektroschrott in den Container werfen, gefährden Sie die Umwelt. Altgeräte können Stoffe enthalten (z.B. Blei, Cadmium, Chrom, Brom, Quecksilber, Freon), die für die Gesundheit und das Leben von Menschen und für die Umwelt gefährlich sind. Durch die Sortierung und Abgabe von Altgeräten zur Aufbereitung, Verwertung, zum Recycling und zur Entsorgung schützen Sie die Umwelt vor Verschmutzung und Kontamination, tragen zur Verringerung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen bei und senken die Produktionskosten für neue Geräte.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Malis B. Machoński Sp. K. erklärt, dass das in diesem Handbuch beschriebene **Maltec MASSAGE GUN BODY BEAT PRIME** – Gerät alle Anforderungen der:

(EMC) Directive 2014/30/EU

(LVD) Directive 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Erfüllt die folgenden Normen:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN

60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:201+A2:2019+A15:2021+A16:2023

IEC 62321-4:2013+AMD11:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Hersteller:

Malis B. Machoński Sp. K.

Zbożowa 2E, Wysogotowo

62-081, Przeźmierowo, Polska

www.malis.pl

Bartosz Machoński