



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MASAŻER DO RĄK
HANDPULSE BLACK

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI! NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA, ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Proszę stosować się do zaleceń lekarza w przypadku następujących pacjentów:

Pacjenci, którzy przeszli operację ręki, mają obrzęk i stany zapalne, przekrwienie, ciężkie zapalenie stawów, urazy i inne: choroby rąk; osoby z chorobami serca, mózgu i płuc; Choroby krwi ze skłonnością do krwawień; osteoporoza i choroby tkanek miękkich; udar; niemowlęta i kobiety w ciąży

1. Użyj złącza wtykowego typu C. (Zwróć uwagę na kształt portu wkładanego)
2. Przed użyciem upewnij się, że nie masz w rękach żadnej biżuterii (np. zegarka, bransoletki itp.), aby uniknąć przebicia poduszki powietrznej ostrymi przedmiotami lub jej zgniecenia, co mogłoby spowodować uszkodzenie biżuterii.
3. Zabrania się długotrwałego stosowania. Zazwyczaj czas masażu nie powinien przekraczać 30 minut.
4. Nie należy używać tego produktu podczas prowadzenia pojazdu.
5. Nie należy używać tego środka po spożyciu alkoholu lub zażyciu środków nasennych.
6. Proszę używać ładowarki DC5V1~2,5A.
7. Produkt ten został zaprojektowany specjalnie jako elektroniczny sprzęt gospodarstwa domowego do opieki zdrowotnej. Nie nadaje się do diagnostyki, leczenia ani innych celów profesjonalnych lub komercyjnych.
8. Trzymać produkt z dala od wody, ognia i środowiska korozyjnego.
9. Nie wkładaj do produktu żadnych ostrych przedmiotów.
10. Nie należy używać urządzenia mokrymi rękami.
11. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać jego używania. W celu przeprowadzenia konserwacji należy skontaktować się z serwisem produktu. Nie należy demontować produktu bez powodu.
12. Jeśli źle się poczujesz, przerwij stosowanie produktu.
13. Podczas użytkowania nie należy owijać produktów ręcznikami, kołdrami, ubraniami itp.

OPIS PRODUKTU



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Domyślny tryb to 1 (tryb delikatny), bieg siły 1, odpowiednia kontrolka trybu i kontrolka siły są włączone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

2. Dotknij przycisku ogrzewania, a zaświeci się odpowiednia kontrolka ogrzewania, a funkcja ogrzewania zostanie włączona na poziomie 1. Dotknij go ponownie, a zaświeci się odpowiednia kontrolka ogrzewania, a funkcja ogrzewania zostanie włączona na poziomie 2. Dotknij go ponownie, a zaświeci się odpowiednia kontrolka ogrzewania, a funkcja ogrzewania zostanie włączona na poziomie 3. Dotknij go ponownie, a kontrolka ogrzewania zgaśnie, a funkcja ogrzewania zostanie wyłączona.

[illegible]

Zapala się wskaźnik wibracji, a funkcja wibracji zostaje włączona na poziomie 3. Naciśnij przycisk jeszcze raz, a wskaźnik wibracji zgaśnie, a funkcja wibracji zostanie wyłączona.

4. Naciśnij przycisk trybu, aby dostosować tryb. Naciśnij raz, a zaświeci się odpowiednia kontrolka trybu, tryb uspokajający. Naciśnij ponownie, a zaświeci się odpowiednia kontrolka trybu, tryb mocny.

5. Naciśnij przycisk nacisku, aby wyregulować ciśnienie. Dostępnych jest 5 biegów: 1-2-3-4-5, a odpowiednie kontrolki są włączone.

6. Naciśnij przycisk timera, aby ustawić czas timera na 10-15-20 minut. Rozpocznie się odliczanie, czas minie, a urządzenie się wyłączy.

7. Podczas ładowania na wyświetlaczu pojawi się liczba 90 procent naładowania baterii, a po pełnym naładowaniu liczba 100.

8. Po włączeniu zasilania brzęczyk wyda trzy sygnały dźwiękowe, a kontrolka zamiga kilka razy. Oznacza to, że bateria jest rozładowana i należy naładować produkt.

- Nie używać podczas ładowania.
- Podczas ładowania produktu przycisk zasilania miga, aż do momentu pełnego naładowania.
- Po nałożeniu kremu do rąk należy wykonać masaż za pomocą plastikowych rękawiczek, co pomoże wchłonąć krem i zregenerować skórę.
- Aby uniknąć poparzeń niskotemperaturowych, nie należy używać produktów z funkcją grzania przez dłuższy czas.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE / PRZECHOWYWANIE

1. Użyj ręcznika, aby usunąć kurz i inne zabrudzenia, a następnie umieść go w suchym i przewiewnym miejscu.
2. Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury i wilgoci. Choroby tkanek miękkich, udar, niemowlęta i kobiety w ciąży, bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Jeżeli okres przechowywania przekroczy 6 miesięcy, należy urządzenie sprawdzić i ponownie włączyć.
4. Po podłączeniu do gniazda USB można korzystać z urządzenia. Zdecydowanie odradzamy jednak korzystanie z niego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli podczas użytkowania produktu wystąpi usterka, należy sprawdzić ją w następujący sposób. Jeśli usterki nie można usunąć lub produkt nadal nie działa, należy wyłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem produktu w celu przeprowadzenia konserwacji.

Podstawowe wady	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Produkt nie może zacząć działać	Sprawdź pozostałą moc baterii Zasilanie może być słabe.	Ładowanie
Produktu nie można ładować	Czy zasilacz jest prawidłowo podłączony do linii danych?	Podłącz ponownie, aż wyświetlacz LCD zacznie migać
	Czy linia danych i gniazdo USB są nienaruszone?	Sprawdź gniazdo. Jeśli jest uszkodzone, skontaktuj się z producentem.
	Czy specyfikacje adapterów i linii danych są zgodne z wymogami operacyjnymi?	Zobacz specyfikacje i sprawdź parametry techniczne podane w instrukcje
Produkt można włączyć, ale nie działa	Pozostała moc może być słaba.	Ładowanie

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	Prąd stały 5 V
POJEMNOŚĆ BATERII	2500mAh
MOC ZNAMIONOWA	6W
CZAS PRACY	10/15/20 minut
ŁADOWANIE	5V 1A
WAGA	0,85 kg
ROZMIAR	267*162*120 mm

GWARANCJA

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru przez okres 2 lat od daty wydania towaru.

Wszystkie zdjęcia i rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy.

Utylizacja sprzętu elektrycznego



Symbol przekreślonego kontenera na odpady na kółkach umieszczony na produktach informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dalej również „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do pojemnika stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon) niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Sortując i przekazując zużyty sprzęt do przetworzenia, odzysku, recyklingu i utylizacji, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Malis B. Machoński Sp. K. oświadcza, że opisane w niniejszej instrukcji urządzenie spełnia wszystkie wymagania:

(EMC) Directive 2014/30/EU

RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Spełnia następujące standardy:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Producent:

Malis B. Machoński Sp. K.

Zbożowa 2E, Wysogotowo

62-081, Przeźmierowo, Polska

www.malis.pl

Bartosz Machoński



INSTRUCTION MANUAL EN

HAND MASSAGER
HANDPULSE BLACK

**PLEASE READ THIS USER MANUAL BEFORE USING THE DEVICE!
FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS TO AVOID DAMAGE CAU-
SED BY IMPROPER USE! KEEP THE USER MANUAL FOR FUTURE
REFERENCE.**

SAFETY INSTRUCTIONS

Please follow the doctor's advice for the following patients:

The patients who have had hand surgery, swelling and inflammation, congestion, severe arthritis, trauma and other hand diseases;
People with heart, brain and lung diseases;
Blood diseases with bleeding tendency;
Osteoporosis and soft tissue diseases, stroke;
Infants and pregnant women.

1. Use Type-C plug connection.(Note the shape of the insertion port)
2. Before use, Please make sure that you have no jewelry(watch ring, Bracelet ring, etc.) in your hands, so as to avoid sharp objects piercing the airbag or squeezing the airbag and causing jewelry damage.
3. It is forbidden to use for a long time. Normally, massage time should not exceed 30 minutes.
4. Please do not use this product while driving.
5. Please do not use it after getting drunk or taking sleeping pills.
6. Please use DC5V1~2.5A charger.
7. This product is specially designed as household electronic health care products. It is not suitable for diagnosis, treatment and other professional or commercial purposes.
8. Please keep this product away from water, fire and corrosive environment.
9. Please do not put sharp objects into this product.
- 10 Please do not use when hands are wet.
11. If the power cord is damaged, stop using it immediately. Contact the product service center for maintenance. Do not disassemble the product at will.
12. If you feel unwell, please stop using it in time.
13. Please do not wrap products with towels, quilts, clothes, etc. when you use it.

PRODUCT DESCRIPTION



USER INSTRUCTIONS

1. Long press the power key to turn on the machine, default mode 1 (Gentle mode), strength 1 gear, the corresponding mode indicator light strength indicator light are on. Long press the power key again to turn off the machine.
2. Touch the heating key, the corresponding heating indicator lights up, and the heating function is turned on at level 1. Touch it again, the corresponding heating lights up, and the heating function is turned on at level 2. Touch it again, the corresponding heating indicator lights up, and the heating function is turned on at level 3. Touch it again, the heating indicator goes out, and the heating function is turned off.
3. Press the vibration key, the corresponding vibration indicator lights up, and the vibration function is turned on at level 1. Press once more, the corresponding vibration lights up, and the vibration function is turned on at level 2. Press once more, the corresponding vibration indicator lights up, and the vibration function is turned on at level 3. Press once more, the vibration indicator goes out, and the vibration function is turned off.
4. Press the mode key, can adjust the mode, press once, the corresponding mode indicator lightlights up, soothing mode. Press again, the corresponding mode indicator light up, powerful mode.
5. Press the pressure key to adjust the pressure, there are 5 gears, 1-2-3-4-5, the corresponding indicator lights are on
6. Press the timer key to adjust the timer time, 10-15-20 minutes. The countdown begins, time is up, the machine shut down.
7. When charging, the number will display 90 percent of the battery, and when fully charged, it will display the number 100.
8. When the power is on, the buzzer will beep three times and the indicator light will flash several times, indicating that the power is exhausted and the product needs to be charged.

- Do not use while charging.
- When the product is charging, the power button flashes until it is fully charged.
- After applying the hand cream, massage with plastic gloves can help absorb hand cream and repair skin.
- Please don't use products with heating function for a long time to prevent low temperature burns.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved

MAINTENANCE AND CLEANING / STORAGE

1. Use towel to remove dust and other dirt, and place it in a dry and ventilated place.
2. Do not place in high temperature, humidity Maintenance Soft tissue diseases; stroke; infants and pregnant women; and storage and direct sunlight.
3. When the storage period exceeds 6 months, it should be checked out and power-on.
4. When plugged into the USB socket, the machine can be used. But we strongly recommend against it.

TROUBLESHOOTING

If there is a malfunction during the use of this product, please check it as follows. If the fault can not be eliminated or the product still cannot run, please turn off the power and contact the product service center for maintenance.

Basic Faults	Possible causes	Troubleshooting Measures
The product can't start working	Check the remaining power of the battery The power may be weak.	Charging
The product cannot be re-charged	Is the power adapter connected to the data line correctly?	Re-plug until LCD power display flickers
	Is the data line and USB socket intact?	Check the socket If there is any damage, please contact the manufacturer
	Are the specifications of adapters and data lines in line with operational requirements?	View specifications and proofread the technical parameters provided in the instructions
The product can be turned on, but can't work	The remaining power may be weak.	Charging

TECHNICAL DATA

RATED VOLTAGE	DC 5V
BATTERY CAPACITY	2500mAh
RATED POWER	6W
WORKING TIME	10/15/20 min
CHARGING	5V 1A
WEIGHT	0.85kg
SIZE	267*162*120mm

WARRANTY

The seller is liable for defective goods for 2 years from the date of delivery.

All pictures and drawings are for reference only.

Disposal of electrical equipment



The symbol of the crossed-out wheeled waste container placed on the products informs that used electrical and electronic equipment (hereinafter also "waste equipment" or "electro-waste") may not be disposed of with municipal waste. By throwing e-waste into the container, you pose a threat to the environment. Used equipment may contain substances (e.g. lead, cadmium, chromium, bromine, mercury, freon) that are dangerous to human health and life and to the environment. By sorting and handing over used equipment for processing, recovery, recycling and disposal, you protect the environment against pollution and contamination, you contribute to reducing the use of natural resources and lowering the production costs of new equipment.



DECLARATION OF CONFORMITY

Malis B. Machoński Sp. K. declares that device described in this manual meets all the requirements of the:

(EMC) Directive 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Meets the following standards:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Producer:

Malis B. Machoński Sp. K.
Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081, Przeźmierowo, Polska
www.malis.pl

Bartosz Machoński



BEDIENUNGSANLEITUNG DE

HANDMASSAGEGERÄT
HANDPULSE BLACK

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER IN-BETRIEBNAHME DES GERÄTS! BEACHTEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE, UM SCHÄDEN DURCH UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG ZU VERMEIDEN! BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes für die folgenden Patienten:

Bei den Patienten, die sich einer Handoperation unterzogen haben, treten Schwellungen und

Entzündungen, Stauungen, schwere Arthritis, Traumata und andere:


Handkrankheiten; Menschen mit Herz-, Hirn- und Lungenerkrankungen;

Blutkrankheiten mit Blutungsneigung; Osteoporose und

Weichteilerkrankungen; Schlaganfall; Säuglinge und Schwangere

1. Verwenden Sie einen USB-C-Stecker. (Beachten Sie die Form der Einsteckbuchse.)
2. Bitte vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass Sie keinen Schmuck (Uhrenring, Armbandring usw.) an den Händen halten, um zu vermeiden, dass scharfe Gegenstände den Airbag durchstechen oder zusammendrücken und dadurch Schmuck beschädigen.
3. Eine längere Anwendung ist verboten. Die Massagezeit sollte normalerweise 30 Minuten nicht überschreiten.
4. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht während der Fahrt.
5. Bitte verwenden Sie es nicht nach Alkoholkonsum oder Einnahme von Schlaftabletten.
6. Bitte verwenden Sie ein DC5V1~2,5A Ladegerät.
7. Dieses Produkt ist speziell als elektronisches Gesundheitsprodukt für den Hausgebrauch konzipiert. Es ist nicht für Diagnose, Behandlung und andere professionelle oder kommerzielle Zwecke geeignet.
8. Bitte halten Sie dieses Produkt von Wasser, Feuer und korrosiven Umgebungen fern.
9. Bitte führen Sie keine scharfen Gegenstände in dieses Produkt ein.
- 10 Bitte nicht verwenden, wenn die Hände nass sind.
11. Bei Beschädigung des Netzkabels das Gerät sofort nicht mehr verwenden. Wenden Sie sich zur Reparatur an den Kundendienst. Zerlegen Sie das Produkt nicht eigenmächtig.
12. Sollten Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie die Anwendung bitte umgehend.
13. Bitte wickeln Sie die Produkte beim Gebrauch nicht in Handtücher, Decken, Kleidung usw. ein.

PRODUKTDESCHEIBUNG



BENUTZERANLEITUNG

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Standardmäßig befindet es sich im Modus 1 (Sanfter Modus) mit Intensitätsstufe 1. Die entsprechenden Modus- und Intensitätsanzeigen leuchten. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste erneut gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Berühren Sie die Heiztaste. Die entsprechende Heizanzeige leuchtet auf, und die Heizfunktion wird auf Stufe 1 eingeschaltet. Berühren Sie die Taste erneut. Die entsprechende Heizanzeige leuchtet auf, und die Heizfunktion wird auf Stufe 2 eingeschaltet. Berühren Sie die Taste noch einmal. Die Heizanzeige erlischt, und die Heizfunktion wird ausgeschaltet.
3. Drücken Sie die Vibrationstaste. Die entsprechende Vibrationsanzeige leuchtet auf, und die Vibrationsfunktion wird auf Stufe 1 aktiviert. Drücken Sie die Taste erneut. Die entsprechende Vibrationsanzeige leuchtet auf, und die Vibrationsfunktion wird auf Stufe 2 aktiviert. Drücken Sie die Taste noch einmal. Die Vibrationsanzeige leuchtet auf, und die Vibrationsfunktion wird auf Stufe 3 eingeschaltet. Durch erneutes Drücken erlischt die Vibrationsanzeige, und die Vibrationsfunktion wird ausgeschaltet.
4. Durch Drücken der Modustaste kann der Modus eingestellt werden. Einmaliges Drücken aktiviert den Entspannungsmodus durch Aufleuchten der entsprechenden Modusanzeige. Erneutes Drücken aktiviert den Leistungsmodus durch Aufleuchten der entsprechenden Modusanzeige.
5. Drücken Sie die Drucktaste, um den Druck einzustellen. Es gibt 5 Stufen: 1-2-3-4-5. Die entsprechenden Kontrollleuchten leuchten auf.
6. Drücken Sie die Timer-Taste, um die Timerzeit einzustellen (10, 15 oder 20 Minuten). Der Countdown startet; nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab.
7. Während des Ladevorgangs wird 90 Prozent des Akkustands angezeigt, und wenn der Akku vollständig geladen ist, wird die Zahl 100 angezeigt.
8. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, piept der Summer dreimal und die Kontrollleuchte blinkt mehrmals. Dies zeigt an, dass der Akku leer ist und das Produkt aufgeladen werden muss.

- Nicht während des Ladevorgangs verwenden.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Betriebsanzeige, bis das Produkt vollständig aufgeladen ist.
- Nach dem Auftragen der Handcreme kann eine Massage mit Plastikhandschuhen helfen, die Handcreme besser aufzunehmen und die Haut zu regenerieren.
- Bitte verwenden Sie Produkte mit Heizfunktion nicht über einen längeren Zeitraum, um Verbrennungen durch niedrige Temperaturen zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

WARTUNG UND REINIGUNG / LAGERUNG

1. Entfernen Sie Staub und anderen Schmutz mit einem Handtuch und legen Sie es an einen trockenen und gut belüfteten Ort.
2. Nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, Weichteilerkrankungen, Schlaganfall, bei Säuglingen und Schwangeren sowie bei Lagerung und direkter Sonneneinstrahlung lagern.
3. Wenn die Lagerzeit 6 Monate überschreitet, sollte das Gerät überprüft und eingeschaltet werden.
4. Das Gerät kann zwar über die USB-Buchse verwendet werden, wir raten jedoch dringend davon ab.

FEHLERBEHEBUNG

Sollte es während der Verwendung dieses Produkts zu einer Fehlfunktion kommen, überprüfen Sie es bitte wie folgt. Falls der Fehler nicht behoben werden kann oder das Produkt weiterhin nicht funktioniert, schalten Sie es bitte aus und wenden Sie sich zur Wartung an den Kundendienst.

Grundlegende Fehler	Mögliche Ursachen	Fehlerbehebung Maßnahmen
Das Produkt lässt sich nicht starten.	Überprüfen Sie den verbleibenden Ladezustand des Akkus. Die Stromversorgung könnte schwach sein.	Laden
Das Produkt kann nicht wieder aufgeladen werden.	Ist das Netzteil korrekt an die Datenleitung angeschlossen?	Stecken Sie den Stecker wieder ein, bis die LCD-Betriebsanzeige flackert.
	Sind die Datenleitung und die USB-Buchse intakt?	Prüfen Sie die Steckdose auf Beschädigungen. Bitte kontaktieren Sie den Hersteller.
	Entsprechen die Spezifikationen der Adapter und Datenleitungen den betrieblichen Anforderungen?	Sehen Sie sich die Spezifikationen an und lesen Sie die technischen Parameter, die in der Anweisungen
Das Produkt lässt sich einschalten, funktioniert aber nicht.	Die verbleibende Energiemenge könnte gering sein.	Laden

TECHNISCHE DATEN

NENNSPANNUNG	5 V Gleichstrom
BATTERIEKAPAZITÄT	2500 mAh
NENNLEISTUNG	6W
ARBEITSZEIT	10/15/20 Min.
AUFLADEN	5V 1A
GEWICHT	0,85 kg
GRÖSSE	267 x 162 x 120 mm

GARANTIE

Der Verkäufer haftet für mangelhafte Ware für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Lieferdatum.
Alle Bilder und Zeichnungen dienen nur als Referenz.

Entsorgung von Elektrogeräten



Das Symbol des durchgestrichenen Abfallbehälters auf den Produkten weist darauf hin, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (im Folgenden auch „Altgeräte“ oder „Elektroschrott“) nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Sie Elektroschrott in den Container werfen, gefährden Sie die Umwelt. Altgeräte können Stoffe enthalten (z.B. Blei, Cadmium, Chrom, Brom, Quecksilber, Freon), die für die Gesundheit und das Leben von Menschen und für die Umwelt gefährlich sind. Durch die Sortierung und Abgabe von Altgeräten zur Aufbereitung, Verwertung, zum Recycling und zur Entsorgung schützen Sie die Umwelt vor Verschmutzung und Kontamination, tragen zur Verringerung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen bei und senken die Produktionskosten für neue Geräte.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Malis B. Machoński Sp. K. erklärt, dass das in diesem Handbuch beschriebene Gerät alle Anforderungen der:

(EMC) Directive 2014/30/EU

RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Erfüllt die folgenden Normen:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Hersteller:

Malis B. Machoński Sp. K.

Zbożowa 2E, Wysogotowo

62-081, Przeźmierowo, Polska

www.malis.pl

Bartosz Machoński