



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

BAŃKA ELEKTRYCZNA DO MASAŻU
BODYSCULPT

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI! NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA, ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ SPOWODOWANYCH NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM! ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Zabiegowi zabrania się stosowania u osób z krwawieniami, skłonnościami do krwawień i żylakami.
2. Stosowanie jest zabronione w okresie ciąży, menstruacji, w przypadku uszkodzeń skóry, nadwrażliwości skóry, u pacjentów po operacjach, u pacjentów z wysoką gorączką lub w stanie krytycznym.
3. Choroby sprzyjające krwawieniu, takie jak trombocytopenia, białaczka, hemofilia, plamica Schönleina-Henocha i inne choroby, są zakazane u pacjentów z chorobami krwi.
4. Zabrania się nadmiernego zmęczenia, pijaństwa i późnego pójścia spać (zabronione jest również 2 godziny przed i 2 godziny po posiłku).
5. Model grzewczy z 12 biegami i czerwonym światłem ma powierzchnię grzewczą, która nie jest wrażliwa na ciepło. Nie powinien być używany przez małe dzieci ani osoby, które nie potrafią same o siebie zadbać.
6. Podczas użytkowania należy skrobać w jednym kierunku, a nie raz w górę i raz w dół lub raz w lewo i raz w prawo.
7. Podczas stosowania u osób z osłabionym mikrokrążeniem miejscowym, ślady Sha będą się pojawiać, a „ślady Sha” zostaną wchłonięte, co jest normalne. Do codziennego stosowania, produkt służy głównie do delikatnego masażu. Nie jest konieczne usuwanie Sha. Można go skrobać, aż pory się otworzą, a skóra będzie zaczerwieniona i gorąca.
8. Czas stosowania nie może być zbyt długi, nie jest dozwolony ciężki masaż na dużej powierzchni.
9. Po użyciu naczynia krwionośne na powierzchni skóry ulegną rozszerzeniu. Przed kąpielą należy odpoczywać przez 45 minut.

Uwaga: Ten produkt nie jest wyrobem medycznym i nie może być uznany za wyrób medyczny mogący pełnić funkcję terapeutyczną.

CZĘŚCI PRODUKTU




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Po rozpoczęciu stosowania produktu wybierz funkcję produktu zgodnie z potrzebami i zacznij go używać po nałożeniu olejku eterycznego na odpowiednie partie ciała (w przypadku skóry wrażliwej przed użyciem olejku eterycznego przetestuj go na wewnętrznej stronie ramienia lub za uchem. W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, obrzęku lub swędzenia należy natychmiast przerwać stosowanie).

Podczas skrobania nałóż odrobinę olejku eterycznego na odpowiednie części (nie dodawaj więcej olejku eterycznego, a tym bardziej nie dodawaj go do urządzenia). Włącz podciśnienie na małym narzędziu i pociągnij je w jednym kierunku po wysuszeniu skóry. Skrobanie i pocieranie każdej części jest zazwyczaj mniej niż 20 razy silniejsze, od lekkiego do lekkiego, od małego do dużego.

Uwaga: urządzenie jest wyposażone w duży filtr bawełniany, który skutecznie zapobiega przedostawaniu się olejku eterycznego do urządzenia, przedłużając i chroniąc jego żywotność. Po pierwszym użyciu olejku eterycznego należy wymienić filtr bawełniany. Filtr bawełniany można poddać recyklingowi po oczyszczeniu i wysuszeniu na powietrzu. Podciśnienie podczas stosowania baniek: Ustaw odpowiedni bieg, ssaj skórę przez 3-5 minut, przechyl urządzenie i pociągnij je do góry lub naciśnij przycisk redukcji ciśnienia, aby łatwo wyciągnąć bańkę i zastosować bańki. Nie jest wymagany żaden olejek eteryczny.



To urządzenie jest modelem z funkcją ładowania: po pełnym naładowaniu działa bez kabla i nie można go uruchomić w trakcie ładowania. Podczas ładowania miga biała lampka, a po naładowaniu zapala się ponownie.

Urządzenie jest wyposażone w funkcję timera 20-minutowego. Cyfrowy wyświetlacz pokazuje 20-minutowe odliczanie i automatycznie wyłącza zasilanie po 20 minutach.

Po ustawieniu przełącznika zasilania naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby uruchomić maszynę. Na ekranie wyświetlacza cyfrowego zaświeci się cyfra 00, a po 2 sekundach wyświetli się odliczanie 20 minut. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Białe światło na ekranie wyświetlacza cyfrowego zgaśnie.

[+][-] przyciski wzmocnienia/osłabienia przełożenia, krótkie naciśnięcie umożliwia regulację podciśnienia. Dostępne są biegi od 0 do 12 (bieg 0 oznacza brak podciśnienia). Po uruchomieniu maszyny domyślnie ustawione są 3 biegi. Po każdej regulacji na wyświetlaczu cyfrowym wyświetlane są odpowiednie biegi, a po 2 sekundach ponownie pojawi się odliczanie 20 minut.

[Odciążenie ciśnienia] działa skutecznie po włączeniu podciśnienia. Naciśnij go krótko i uwolnij gaz na 1 sekundę, co może łatwo rozwiązać problem trudnego podnoszenia zbiornika.

[Ogrzewanie] Naciśnij krótko, aby wyregulować temperaturę. Funkcja ogrzewania (tj. bieg 0) nie jest domyślnie włączona podczas uruchamiania. Dostępne są biegi od 0 do 12. Każdy bieg jest domyślnie włączony. Gdy temperatura wzrośnie o jeden stopień, czerwona lampka podwozia zapala się po włączeniu funkcji ogrzewania, a temperatura wynosi około 45 stopni, czyli krócej, gdy osiągnie bieg 12. Naciśnij, aby powrócić do biegu 0. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się bieg temperatury, a po 2 sekundach ponownie wyświetli się odliczanie 20 minut.

Czas ładowania i czas użytkowania produktu zależą od rozmiaru i funkcji ładowarki użytkownika.

W powyższych stanach operacyjnych krótkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wstrzymanie pracy urządzenia i przejście w tryb gotowości. Ponowne krótkie naciśnięcie spowoduje powrót do trybu pracy.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Umieścić produkt w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec jego upadkowi. Nie umieszczać na nim ciężkich przedmiotów, aby zapobiec uszkodzeniu.
2. Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć silnego światła słonecznego, żrących gazów i erozji cieczy.
3. Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.
4. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz je z zasilania i naładuj do pełna co dwa miesiące.
5. W przypadku awarii technicznej prosimy o kontakt z serwisantami w celu terminowej konserwacji. Nie wolno demontować produktu bez zezwolenia.
6. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania. Czyszczenie można rozpocząć dopiero po ostygnięciu urządzenia.
7. Czyścić miękką, lekko wilgotną gąbką lub miękką ściereczką. Nie czyścić produktu żrącymi środkami chemicznymi.
- 8. Urządzenie nie jest wodoodporne. Surowo zabrania się jego użytkowania w wilgotnym środowisku. Nie wolno go myć wodą, aby uniknąć kontaktu z wodą lub innymi płynami. Obudowa urządzenia powinna być zabezpieczona przed zwarcie lub porażeniem prądem elektrycznym podczas użytkowania.**

DANE TECHNICZNE

MOC	8W
ŁADOWANIE	5V 2A
WOLTAŻ	Prąd stały 3,7 V
TWORZYWO	ABS PC
ROZMIAR	200 x 90 x 90 mm

GWARANCJA

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru przez okres 2 lat od daty wydania towaru.

Wszystkie zdjęcia i rysunki mają charakter wyłącznie poglądowy.

Utylizacja sprzętu elektrycznego



Symbol przekreślonego kontenera na odpady na kółkach umieszczony na produktach informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dalej również „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”) nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do pojemnika stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon) niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Sortując i przekazując zużyty sprzęt do przetworzenia, odzysku, recyklingu i utylizacji, chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Malis B. Machoński Sp. K. oświadcza, że opisane w niniejszej instrukcji urządzenie spełnia wszystkie wymagania:

(EMC) Directive 2014/30/EU

(LVD) Directive 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Spełnia następujące standardy:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/A2:2024

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

IEC 62321-4:2013+AMD11:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Producent:

Malis B. Machoński Sp. K.

Zbożowa 2E, Wysogotowo

62-081, Przeźmierowo, Polska

www.malis.pl

Bartosz Machoński



INSTRUCTION MANUAL EN

CUPPING MASSAGER
BODYSCULPT

PLEASE READ THIS USER MANUAL BEFORE USING THE DEVICE! FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS TO AVOID DAMAGE CAUSED BY IMPROPER USE! KEEP THE USER MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Those with bleeding or bleeding tendency and varicose veins are prohibited.
2. Pregnancy, menstruation, skin damage, skin sensitivity, postoperative patients, patients with high fever or critical diseases are prohibited Use.
3. Bleeding prone diseases, such as thrombocytopenia, leukemia, hemophilia, Henoch Schon lein purpura and other diseasesIt is forbidden for patients with blood diseases.
4. Excessive fatigue, drunkenness and staying up too late are prohibited (2 hours before and after meals are also prohibited).
5. The 12 gear red light heating model has a heating surface, which is not sensitive to heat, and should not be used by infants or people who can't take care of themselves.
6. When using, it should be scraped in one direction, not one up and one down or one left and one right.
7. When in use, those with poor local microcirculation will have Sha, and the „Sha marks“ will be absorbed by themselves, which is a normal situation. For daily use, it is mainly used for gentle massage. It is not required to get rid of Sha. It can be scraped until the pores are open, and the local skin is flushed and hot.
8. The use time shall not be too long, and continuous large-area massage is not allowed.
9. After use, the blood vessels on the skin surface will dilate. You should rest for 45 minutes before bathing.

Note: This product is not a medical device and cannot represent that the medical device can achieve the therapeutic function.

PRODUCT DESCRIPTION




USER INSTRUCTIONS

After starting the product, select the product function according to the needs, and start using it after applying essential oil to the required parts of the body (For sensitive skin, please test on the inner side of the arm or the root behind the ear before using the essential oil. If there is redness, swelling and itching, stop immediately use).

When scraping, apply some essential oil to the required parts (do not add more essential oil, let alone add essential oil to the machine), Turn the negative pressure on a small gear and pull it in one direction after sucking the skin. The scraping and swabbing of each part is generally less than 20 times, with the strength from light to lightHeavy, from small to large.

Note: the machine is equipped with large filter cotton, which can effectively prevent essential oil from entering the machine and prolong and protect the service life of the machine. each After using the essential oil for the first time, please replace the filter cotton in time. The filter cotton can be recycled after cleaning and air drying. Negative pressure during cupping Turn to the appropriate gear, suck the skin for 3-5 minutes, tilt the machine and pull it up or press the pressure relief key to easily pull it out and cupping No essential oil is required.



This machine is a charging model: it is operated without a line after being fully charged, and cannot be started during charging The white light flashes when charging, and lights up when it's full.

This machine is equipped with a 20 minute timing function. The digital display screen displays a 20 minute countdown and automatically turns off the power after 20 minutes Source.

When the power switch is set up, press and hold for 2 seconds to start the machine, the digital 00 on the digital display screen will light up, and the 20minute countdown will be displayed after 2 econds; Press and hold for 2 seconds to turn it off, and the white light on the digital display screen goes out.

[+][-] gear strengthen/weaken keys, short press to adjust the negative pressure gear, there are gears 0-12 (gear 0 is no negative pressure), starting up machine defaults to 3 gears. Each time it is adjusted, the digital display screen displays the corresponding gears, and the countdown of 20 minutes will be displayed again after 2 seconds.

[pressure relief] it is effective when the negative pressure is turned on. Press it briefly and unload the gas for 1 second, which can easily solve the problem of difficult tank lifting.

[heating] short press to adjust the temperature. The heating function (i.e. gear 0) is not turned on by default when starting up. There are gears 0-12. Each gear is added, When the temperature is increased by one degree, the red light of the chassis lights up when the heating function is turned on, and the temperature is about 45 degrees, which is shorter when it reaches the 12th gear Press to return to gear 0, the digital display screen will display the temperature gear, and the 20 minute countdown will be displayed again after 2 seconds.

The charging time and service time of the product are determined according to the size and function of the user's charger.

In the above operation states, short press the power key to suspend the machine and enter the standby state, and short press again to restore the working state.

MAINTENANCE AND CLEANING

1. Please put the product in a safe place to avoid falling. Do not put heavy objects on the product to prevent damage.
2. Please store in a dry and well ventilated place to avoid strong sunlight, corrosive gas

and liquid erosion.

- 3. Please keep this product out of the reach of children.
- 4. When not in use for a long time, turn off the power supply and keep it fully charged every two months.
- 5. In case of technical failure, please contact technicians for maintenance in time. Do not disassemble the product without permission.
- 6. Before cleaning, the power supply must be cut off and the cleaning can be started only after the machine is cooled.
- 7. Clean with soft and slightly wet sponge or soft cloth. Do not clean the product with corrosive chemical cleaner.
- 8. **This machine is not waterproof. It is strictly prohibited to use in humid environment, and can not be washed with water to avoid water or other liquidsThe body enters the machine body to avoid short circuit or electric shock during use.**

TECHNICAL DATA

POWER	8W
CHARGING	5V 2A
VOLTAGE	DC 3.7V
MATERIAL	ABS PC
SIZE	200 x 90 x 90 mm

WARRANTY

The seller is liable for defective goods for 2 years from the date of delivery.

All pictures and drawings are for reference only.

Disposal of electrical equipment



The symbol of the crossed-out wheeled waste container placed on the products informs that used electrical and electronic equipment (hereinafter also "waste equipment" or "electro-waste") may not be disposed of with municipal waste. By throwing e-waste into the container, you pose a threat to the environment. Used equipment may contain substances (e.g. lead, cadmium, chromium, bromine, mercury, freon) that are dangerous to human health and life and to the environment. By sorting and handing over used equipment for processing, recovery, recycling and disposal, you protect the environment against pollution and contamination, you contribute to reducing the use of natural resources and lowering the production costs of new equipment.



DECLARATION OF CONFORMITY

Malis B. Machoński Sp. K. declares that device described in this manual meets all the requirements of the:

(EMC) Directive 2014/30/EU

(LVD) Directive 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Meets the following standards:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/A2:2024

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

IEC 62321-4:2013+AMD11:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Producent:

Malis B. Machoński Sp. K.

Zbożowa 2E, Wysogotowo

62-081, Przeźmierowo, Polska

www.malis.pl

Bartosz Machoński



BEDIENUNGSANLEITUNG DE

CUPPING-MASSAGEGERÄT
BODYSCULPT

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER IN-BETRIEBNAHME DES GERÄTS! BEACHTEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE, UM SCHÄDEN DURCH UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG ZU VERMEIDEN! BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Personen mit Blutungen oder Blutungsneigung sowie Personen mit Krampfadern ist die Teilnahme untersagt.
2. Die Anwendung ist untersagt bei Schwangerschaft, Menstruation, Hautverletzungen, Hautempfindlichkeit, postoperativen Patienten, Patienten mit hohem Fieber oder schweren Erkrankungen.
3. Bei Erkrankungen, die zu Blutungen führen, wie Thrombozytopenie, Leukämie, Hämophilie, Purpura Schönlein-Henoch und anderen Krankheiten, ist die Behandlung für Patienten mit Blutkrankheiten verboten.
4. Übermäßige Müdigkeit, Trunkenheit und zu langes Aufbleiben sind verboten (auch 2 Stunden vor und nach den Mahlzeiten sind verboten).
5. Das Modell mit 12 Heizstufen und roter Kontrollleuchte verfügt über eine Heizfläche, die nicht hitzeempfindlich ist und nicht von Säuglingen oder Personen, die sich nicht selbst versorgen können, verwendet werden sollte.
6. Bei der Anwendung sollte das Material in eine Richtung abgeschabt werden, nicht abwechselnd nach oben und unten oder nach links und rechts.
7. Bei der Anwendung kann es bei Personen mit eingeschränkter lokaler Mikrozirkulation zu Hautunreinheiten (Sha) kommen, die sich jedoch von selbst wieder auflösen – ein normaler Vorgang. Im Alltag dient das Produkt hauptsächlich der sanften Massage. Es ist nicht notwendig, die Hautunreinheiten zu entfernen. Sie können abgeschabt werden, bis die Poren geöffnet sind und die Haut gerötet und warm ist.
8. Die Anwendungsdauer darf nicht zu lang sein, und eine kontinuierliche großflächige Massage ist nicht zulässig.
9. Nach der Anwendung erweitern sich die Blutgefäße an der Hautoberfläche. Sie sollten sich 45 Minuten ausruhen, bevor Sie baden.

Hinweis: Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt. Es kann daher nicht garantiert werden, dass ein Medizinprodukt eine therapeutische Funktion erfüllen kann.

PRODUKTBESCHREIBUNG




BENUTZERANLEITUNG

Nach dem Einschalten des Produkts wählen Sie die gewünschte Funktion entsprechend Ihren Bedürfnissen aus und beginnen Sie mit der Anwendung, nachdem Sie das ätherische Öl auf die entsprechenden Körperstellen aufgetragen haben (Bei empfindlicher Haut testen Sie das ätherische Öl bitte vor der Anwendung an der Innenseite des Arms oder hinter dem Ohr. Bei Rötungen, Schwellungen oder Juckreiz die Anwendung sofort abbrechen).

Beim Abschaben etwas ätherisches Öl auf die gewünschten Stellen auftragen (nicht mehr ätherisches Öl hinzufügen, geschweige denn in das Gerät geben). Den Unterdruck auf eine niedrige Stufe stellen und das Gerät nach dem Absaugen der Haut in eine Richtung ziehen. Jede Stelle wird in der Regel weniger als 20 Mal abgeschabt und abgetupft, wobei die Intensität von leicht bis mittelstark und die Größe von klein bis groß variiert wird.

Hinweis: Das Gerät ist mit einem großen Filterwattefilter ausgestattet, der das Eindringen von ätherischem Öl in das Gerät effektiv verhindert und dessen Lebensdauer verlängert. Bitte tauschen Sie die Filterwatte nach der ersten Anwendung mit ätherischem Öl aus. Die Filterwatte kann nach Reinigung und Lufttrocknung wiederverwendet werden. Unterdruck beim Schröpfen: Stellen Sie die entsprechende Stufe ein, saugen Sie die Haut 3–5 Minuten lang an, kippen Sie das Gerät und ziehen Sie es nach oben oder drücken Sie die Druckentlastungstaste, um es leichter herauszuziehen und das Schröpfen fortzusetzen. Es wird kein ätherisches Öl benötigt.

Dieses Gerät ist ein Akku-Modell: Es kann nach vollständiger Aufladung kabellos betrieben werden und darf während des Ladevorgangs nicht gestartet werden. Die weiße Leuchte blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, wenn der Akku voll ist. Dieses Gerät verfügt über eine 20-Minuten-Timerfunktion. Das digitale Display zeigt einen 20-Minuten-Countdown an und schaltet das Gerät nach 20 Minuten automatisch ab. Wenn der Netzschalter eingestellt ist, halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Die digitale Zahl 00 auf dem Digitaldisplay leuchtet auf, und nach 2



Sekunden wird der 20-Minuten-Countdown angezeigt. Halten Sie den Schalter erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Die weiße Leuchte auf dem Digitaldisplay erlischt.

Mit den Tasten [+] und [-] können Sie die Unterdruckstufe einstellen. Durch kurzes Drücken wird die Unterdruckstufe angepasst. Es gibt 12 Stufen (Stufe 0: kein Unterdruck). Das Gerät ist standardmäßig auf Stufe 3 eingestellt. Nach jeder Änderung zeigt das Display die entsprechende Stufe an. Der 20-Minuten-Countdown wird nach 2 Sekunden erneut angezeigt.

[Druckentlastung] Sie ist wirksam, wenn der Unterdruck eingeschaltet ist. Drücken Sie sie kurz, um das Gas für 1 Sekunde abzulassen. Dadurch lässt sich das Problem des schwergängigen Tankanhebens leicht lösen.

[Heizung] Kurz drücken, um die Temperatur anzupassen. Die Heizfunktion (Stufe 0) ist beim Start standardmäßig deaktiviert. Es gibt 12 Stufen (0–12). Jede Stufe erhöht die Temperatur. Bei einer Temperaturerhöhung um ein Grad leuchtet die rote Kontrollleuchte am Gehäuse auf, sobald die Heizfunktion aktiviert ist. Die Temperatur beträgt dann ca. 45 Grad und steigt schneller auf Stufe 12. Durch erneutes Drücken wird Stufe 0 wieder aktiviert. Das Display zeigt die aktuelle Temperaturstufe an, und nach 2 Sekunden startet erneut ein 20-Minuten-Countdown.

Die Ladezeit und die Nutzungsdauer des Produkts werden anhand der Größe und Funktion des Ladegeräts des Benutzers bestimmt.

Drücken Sie in den oben genannten Betriebszuständen kurz die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät anzuhalten und in den Standby-Modus zu wechseln. Drücken Sie erneut kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Betriebszustand wiederherzustellen.

WARTUNG UND REINIGUNG

1. Bitte stellen Sie das Produkt an einen sicheren Ort, damit es nicht herunterfällt. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, um Beschädigungen zu vermeiden.
2. Bitte lagern Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort, um es vor starker Sonneneinstrahlung, korrosiven Gasen und Flüssigkeiten zu schützen.
3. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es vom Stromnetz ab und laden Sie es alle zwei Monate vollständig auf.
5. Im Falle einer technischen Störung wenden Sie sich bitte umgehend an unsere Techniker. Zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung.
6. Vor der Reinigung muss die Stromzufuhr unterbrochen werden. Mit der Reinigung kann erst begonnen werden, wenn die Maschine abgekühlt ist.
7. Mit einem weichen, leicht angefeuchteten Schwamm oder Tuch reinigen. Verwenden Sie keine ätzenden chemischen Reinigungsmittel.
- 8. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Die Verwendung in feuchter Umgebung ist strengstens untersagt. Es darf nicht mit Wasser abgewaschen werden, um zu vermeiden, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerätegehäuse eindringen und so Kurzschlüsse oder Stromschläge während des Gebrauchs verhindern.**

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG	8W
AUFLADEN	5V 2A
STROMSPANNUNG	3,7 V Gleichstrom

MATERIAL	ABS PC
GRÖSSE	200 x 90 x 90 mm

GARANTIE

Der Verkäufer haftet für mangelhafte Ware für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Lieferdatum.

Alle Bilder und Zeichnungen dienen nur als Referenz.

Entsorgung von Elektrogeräten



Das Symbol des durchgestrichenen Abfallbehälters auf den Produkten weist darauf hin, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (im Folgenden auch „Altgeräte“ oder „Elektroschrott“) nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Sie Elektroschrott in den Container werfen, gefährden Sie die Umwelt. Altgeräte können Stoffe enthalten (z.B. Blei, Cadmium, Chrom, Brom, Quecksilber, Freon), die für die Gesundheit und das Leben von Menschen und für die Umwelt gefährlich sind. Durch die Sortierung und Abgabe von Altgeräten zur Aufbereitung, Verwertung, zum Recycling und zur Entsorgung schützen Sie die Umwelt vor Verschmutzung und Kontamination, tragen zur Verringerung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen bei und senken die Produktionskosten für neue Geräte.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Malis B. Machoński Sp. K. erklärt, dass das in diesem Handbuch beschriebene Gerät alle Anforderungen der:

(EMC) Directive 2014/30/EU

(LVD) Directive 2014/35/EU

RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863 + (EU) 2017/2102

Erfüllt die folgenden Normen:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/A2:2024

EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021/AC:2022

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023

IEC 62321-4:2013+AMD11:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Hersteller:

Malis B. Machoński Sp. K.
Zbożowa 2E, Wysogotowo
62-081, Przeźmierowo, Polska
www.malis.pl

Bartosz Machoński